

## PREPARAZIONE ESPERIMENTO:

- ✓ banana
  
- ✓ alcool etilico
- ✓ ghiaccio (stecche congelate)
- ✓ acqua calda nel termos
- ✓ succo d'ananas
- ✓ sale da cucina
- ✓ filtri del caffè
- ✓ acqua distillata
- ✓ provette
- ✓ pipette pasteur
- ✓ bicchierini
- ✓ giornale quotidiano vecchio
- ✓ contenitore liquidi per versare gli scarti e per contenere le provette

**6 gruppi ----- 5 persone cad. per 30 alunni**

### **ogni gruppo:**

- carta da giornale
- 2 pipetta pasteur
- 1 cucchiaino
- 2 bicchieri vetro
- 1 provette

## **TEMPO DI SVOLGIMENTO**

**1 ora e 30 m**

## **MATERIALE DA FAR PORTARE AI RAGAZZI:**

- ✓ 2 bicchiere di vetro
- ✓ camice o grembiule o parananza
- ✓ 1 cucchiaino
- ✓ 1 forchetta
- ✓ 1 piattino