

PREPARAZIONE ESPERIMENTO:

- ✓ **Ordinare il cavolo rosso almeno una settimana prima**
- ✓ **10 vasetti per le soluzioni**
- ✓ **6 pipette pasteur**
- ✓ **12 bicchierini**
- ✓ **giornale quotidiano vecchio**
- ✓ **contenitore liquidi per versare gli scarti e per contenere le provette**
- ✓ **portaprovette per simulare il primo esperimento**

6 gruppi ----- 5 persone cad. per 30 alunni

ogni gruppo:

- **carta da giornale**
- **1 pipetta pasteur**
- **2 bicchierini di carta (1 per acqua e 1 per il sugo)**
- **10 provette**
- **bicchieri di vetro portaprovette**

TEMPO DI SVOLGIMENTO 1 ORA

MATERIALE DA FAR PORTARE AI RAGAZZI:

- ✓ **1 bicchiere di vetro come portaprovette**
- ✓ **camice o grembiule o parananza**